

メディクリーナ 鋭利物対応タイプ

注射針など鋭利物を廃棄できるタイプ。

外箱+ 補強厚板紙+ 防水特殊カートンの三重構造です。



メディクリーナ3LW

外寸法：250x100x180mm

■出荷単位 100個

消臭クリーンタブレット付き

- 耐貫通性を高めた針抜け防止厚板紙付
- 廃棄時にふたを密封する封シール付

注射器専用のコンパクト設計なので在宅医療用にも。



メディクリーナ21LW

外寸法：300x250x320mm

■出荷単位 20個

消臭クリーンタブレット付

- 丈夫で安心な三重構造+ ポリ袋付
- 廃棄時にふたを密封する封シール付
- 本体に触れずに持ち運びできる手提げひも付



メディクリーナ40LW

外寸法：390x285x360mm

■出荷単位 20個

- 丈夫で安心な三重構造+ ポリ袋付
- 廃棄時にふたを密封する封シール付
- 本体に触れずに持ち運びできる手提げひも付

メディクリーナ 仕様一覧

鋭利物対応タイプ

	3LW	21LW	40LW
外寸法 mm	250x100x180	300x250x320	390x285x360
外箱 (底形式)	特殊ボール紙 (ワンタッチ式)	白段ボール (ワンタッチ式)	白段ボール (ワンタッチ式)
厚板紙	○	○	○
防水特殊カートン	-	○	○
ポリ袋	-	○	○
クリーンタブレット	○	○	-
底パット	○	-	-
取手	-	○	○
封シール	○	○	○
出荷単位	100	20	20

ワンタッチ式：

箱を組むと同時に底が
形成されるタイプ

A 式：

底をガムテープなどで
貼るタイプ

固形物専用タイプ

	40L	40L(S)	40L(T)	40L(U)	50L	80L	80LT
外寸法 mm	390x285x360	390x285x360	300x300x450	390x285x360	300x300x550	500x400x400	400x400x500
外箱 (底形式)	白段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	強化茶段ボール (A式)	茶段ボール (ワンタッチ式)
厚板紙	-	-	-	-	-	-	-
防水特殊カートン	-	-	-	-	-	-	-
ポリ袋	○(貼付)	○(貼付)	-	-	○(貼付)	-	○
クリーンタブレット	-	-	-	-	-	-	-
底パット	○	○	-	-	○	-	-
取手	○	○	○	-	-	○	○
封シール	○	-	-	-	-	-	-
出荷単位	20	20	受注生産	受注生産	受注生産	20	20

その他、規格外のメディクリーナおよびプラスチック容器なども取り扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ・ご注文は

日本医療包装研究所 名古屋本社 **tel.052-461-1185 fax.052-482-3670**