


## 固形物専用タイプ


ガーゼ・包帯・紙おむつ・透析ダイアライザー・点滴容器など固形物を廃棄するタイプです。用途に合わせてお選びいただけるよう、容量・形状を幅広くご用意いたしました。




**メディクリーナ 40L**  
 外寸法：390x285x360mm  
 ■出荷単位 20個

- 廃棄時にふたを密封する封シール付
- 本体に触れずに持ち運びできる  
手揚げひも付
- 防水紙底パット付

あらかじめポリ袋が容器に貼付してありますので、容器を組み立てればすぐにご使用いただけます。





**メディクリーナ 40L (S)**  
 外寸法：390x285x360mm  
 ■出荷単位 20個

- 本体に触れずに持ち運びできる手揚げひも付
- メディクリーナ 40L の廉価版
- ポリ袋を容器に貼付してあります



**メディクリーナ 80LT**  
 外寸法：400x400x500mm  
 ■出荷単位 20個


- 本体に触れずに持ち運びできる手揚げひも付
- 本体の底はワンタッチ式
- ポリ袋付



**メディクリーナ 80L**  
 外寸法：500x400x400mm  
 ■出荷単位 20個

- 本体に触れずに持ち運びできる手揚げひも付
- 重量に耐えられる強化段ボール使用

### 受 注 生 産 商 品



**メディクリーナ 40L (T)**  
 外寸法：300x300x450mm

- 容器と手揚げが一体化
- 容器の積み重ねも可能

※把手付きカートン  
 2003年特許取得特許番号第3471769号



**メディクリーナ 50L**  
 外寸法：300x300x500mm

- 内袋と外袋の2枚のポリ袋を使用
- 外袋はひものついたキンチャク式





**メディクリーナ 40L (U)**  
 外寸法：390x285x360mm

- 容器本体のみの低コストタイプ
- 本体の底はワンタッチ式

## メディクリーナ 仕様一覧

### 鋭利物対応タイプ

	3LW	21LW	40LW
外寸法 mm	250x100x180	300x250x320	390x285x360
外箱 (底形式)	特殊ボール紙 (ワンタッチ式)	白段ボール (ワンタッチ式)	白段ボール (ワンタッチ式)
厚板紙	○	○	○
防水特殊カートン	-	○	○
ポリ袋	-	○	○
クリーンタブレット	○	○	-
底パット	○	-	-
取手	-	○	○
封シール	○	○	○
出荷単位	100	20	20

ワンタッチ式：  
箱を組むと同時に底が  
形成されるタイプ

A式：  
底をガムテープなどで  
貼るタイプ

### 固形物専用タイプ

	40L	40L(S)	40L(T)	40L(U)	50L	80L	80LT
外寸法 mm	390x285x360	390x285x360	300x300x450	390x285x360	300x300x550	500x400x400	400x400x500
外箱 (底形式)	白段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	茶段ボール (ワンタッチ式)	強化茶段ボール (A式)	茶段ボール (ワンタッチ式)
厚板紙	-	-	-	-	-	-	-
防水特殊カートン	-	-	-	-	-	-	-
ポリ袋	○(貼付)	○(貼付)	-	-	○(2枚付)	-	○
クリーンタブレット	-	-	-	-	-	-	-
底パット	○	○	-	-	○	-	-
取手	○	○	○	-	-	○	○
封シール	○	-	-	-	-	-	-
出荷単位	20	20	受注生産	受注生産	受注生産	20	20

その他、規格外のメディクリーナおよびプラスチック容器なども取り扱っております。  
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ・ご注文は

**日本医療包装研究所** 名古屋本社 **tel.052-461-1185 fax.052-482-3670**